


KOD KATALOGOWY	AM-PES-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PLECÓW
MODEL	AM-PES-02
CODE	AM-PES-02
TRADE NAME	BACK ORTHOSIS
MODEL	AM-PES-02



1. PL: Załóż ortezę na ramiona.
EN: Place the brace on the shoulders.




2. PL: Przeplec pasy (1,2) przez klamki według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (1,2) according to the following steps.



3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy.
EN: Set the required level of compression.





- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.